

Tafelmodel slangenpomp afvulmachine

PF7

Flexicon Vloeistofvulling

KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitstekende herhaalbaarheid met afvulnauwkeurigheid beter dan $\pm 0,5\%$
- Nauwkeurig afvullen vanaf volumes van 0,2 ml
- In het geheugen kunnen maximaal 200 recepten en 50 gebruikers worden opgeslagen
- Slangenpompkop met minimale pulsatie geoptimaliseerd voor uiterst nauwkeurige Accusil pompslangen
- Duidelijke, eenvoudige interface ontworpen voor gebruik in cleanroom omgevingen
- USB-aansluiting voor weegschalen en printers voor een foutloze kalibratie en batchrapportage zodat er voldaan wordt aan GMP en regelgevende vereisten




Flexicon...Filled with experience

TECHNISCHE GEGEVENS



PF7	
Behuizing	
Bescherming tegen binnendringen van vuil	IP32 / NEMA 2
Goedgekeurde reinigingsmiddelen	VHP, 6% Waterstofperoxide in water; Formaldehyde bevattende reinigingsmiddelen; 70% alcohol
Besturing	
Selectie van parameters	Handmatige of via menu instelling
Tekeninvoer	Alfanumeriek via toetsenbord
Afstandsbediening	Voetschakelaar, FlexFeed 15, 20 en 30
Digitale communicatie	
Printer	USB 2.0
Weegschaal	USB 2.0
Gebruikstoepassing	
Type gebruikers	Beheerder en Operator
Beveiliging	Met PIN-codebeveiligd inloggen van gebruikers
Beperkingen	Alle parameters kunnen worden beperkt voor de operator

PRESTATIES

PF7 – capaciteitsdiagram (gebaseerd op water)



AFMETINGEN



TECHNISCHE SPECIFICATIE

PF7	
IP-klasse	IP32 / NEMA 2
Behuizing	Afneembaar met droge doek
Geschiktheid	Geschikt voor droge biotechnologie en farmaceutische productieomgevingen
Vochtigheid	(Niet-condenserend) 80% tot 31 °C (88F), lineair dalend tot 50% bij 40 °C (104F)
Temperatuur	5C to 40C
Gewicht pomp	12,5 kg
Regelverhouding	3700:1
Geluid	<70db (A) op 1m
Standaarden	CE, cETLus
Stroomverbruik	140 VA
Voedingsspanning	Gefilterd 100-120V/200-240V 50/60Hz 1pH
Vollaststroom	< 0,6A bij 230 V; < 1,25A bij 115 V
Zekeringvermogen	Keramisch, 5 x 20 mm, 2.5A, 250V AC, Vertraging

GEbruikt MATERIAAL

Pomp	
Component	Materiaal
Toetsenbord	Polyester
HMI-scherm	Polycarbonaat
Behuizing	Geanodiseerd aluminium, EN AW-6060 T66
Zijpanelen binnenzijde	ABS (acrylonitril-butadien-styreen)
Buitenzijde zijpanelen	Geanodiseerd aluminium
Voetjes	Siliconenrubber
Rotoras	Roestvrij staal ANSI 304

Pompkop	
Component	Materiaal
Pompkop behuizing	Geanodiseerd aluminium EN AW-5754
Rollers	Roestvrij staal ANSI 304
Pompkopdeksel	Geanodiseerd aluminium EN AW-5754
Veiligheidsschakelaar	Naderingsschakelaar en neodymium magneet

BESTELINFORMATIE

Productcodes pomp	
Beschrijving	Artikelcode
PF7 peristaltisch afvulsysteem	91-060-00X*
PF7 voetschakelaar	88-010-040
Afvolstatief	81-100-200
PF7 IOQ-protocol	74-156-430
PF7 IOQ-uitvoering	74-156-431
FlexFeed 15	92-160-000
FlexFeed 20	92-170-000
FlexFeed 30	Neem contact op met een lokaal verkoopkantoor

*X staat voor één van de stekkeropties uit de onderstaande tabel:

Stekkeropties
U: UK-netstekker
E: EU-netstekker
A: Amerikaanse netstekker
K: Australische netstekker
R: Argentijnse netstekker
C: Zwitserse netstekker
D: India/Zuid-Afrika netstekker
B: Braziliaanse netstekker

Bestelcodes Accusil platinum-cured pompslangen			
Binnendiameter / mm (in)	Wand / mm (in)	Lengte / m (ft)	Artikelcode
0.5 (1/50)	1.6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-005
		150 (492,1)	84-104-005
0.8 (1/32)	1.6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-008
		150 (492,1)	84-104-008
1.2 (3/64)	1.6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-012
		150 (492,1)	84-104-012
1.6 (1/16)	1.6 (1/16)	10 (32,8)	84-103-016
		150 (492,1)	84-104-016
3.2 (1/8)	1.8 (1/14)	10 (32,8)	84-103-032
		150 (492,1)	84-104-032
4.8 (3/16)	2.0 (10/127)	10 (32,8)	84-103-048
		125 (410,1)	84-104-048
6.0 (6/25)	2.1 (10/127)	10 (32,8)	84-103-060
		90 (290,3)	84-104-060
8.0 (5/16)	2.2 (2/23)	10 (32,8)	84-103-080
		65 (213,2)	84-104-080

De informatie in dit document wordt geacht correct te zijn. Watson-Marlow Flexicon A/S accepteert echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten hierin, en behoudt zich het recht voor om de specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. WAARSCHUWING: Deze producten zijn niet ontworpen voor het gebruik bij en mogen niet worden gebruikt voor op patiënten aangesloten toepassingen. Asepticu en Accusil zijn geregistreerde handelsmerken.

Flexicon
Liquid Filling

wmftg.com
sales.nl@wmftg.com
0031 10 4621688
sales.be@wmftg.com
0032 92259457