

520/620/720 Bioprene LoadSureキット

機能とメリット


- 選択したチューブのサイズと材質によって最大0.7MPaまでの吐出圧力に対応可能なLoadSure®エレメント（機種により最大吐出圧力は異なります）
- Loadsureエレメントにより、ポンプヘッドへのチューブ装着ミスリスクを大幅に低減
- Q-Clamp™ 特許取得済み、工具不要、容易に取り付け可能なサニタリークランプTri-Clamp
- Q-Clampラチェット式の位置識別機能により接合部のバリデーションが容易
- EPDMガスケット
- 全アセンブリはロット番号で管理されているため、製品トレーサビリティが確保されます

*Q-Clamp不正開封開封防止カバーを装備可能



Watson-Marlow...Innovation in Full Flow

キット図解



イラストは520 LoadSureキットです。LoadSureキット620および720のコネクタサイズはイラストのものとは異なります。

適合規格




- 全ての接液部パーツは、USPクラスVIの原材料で製造されています
- LoadSureキットは、ISO 14644-1クラス7クリーンルームで組み立ておよび梱包されています
- お客様からの申請により、バリデーションパックを提供いたします

構成材質

製品/構成部品	材質	
LoadSureチューブ	Bioprene™	Santoprene (原材料)
LoadSureコネクタ	PVDF	
ガスケット	EPDM	
Q-Clamp	強化ナイロン66	

材質の選定はお客様の責任範囲となります。技術仕様については、各製品のデータシートを参照してください。

注文情報

ローラーアセンブリの色により、型式の識別が出来ます (520用のみ)		
0-0.2MPa	0.2-0.4MPa	0.4-0.7MPa
		

Loadsureキットの仕様				各数量		
アイテム番号	圧力	色コード	製品名	LoadSure エレメント	Q-Clamp	ガスケット
933.0032.PFT	0-0.2MPa		520 LoadSure Bioprene TL 3.2mm tri-clampエレメント	1	2 x 1/2-3/4"	2 x 3/4"
933.0064.PFT	0-0.2MPa		520 LoadSure Bioprene TL 6.4mm tri-clampエレメント			
933.0096.PFT	0-0.2MPa		520 LoadSure Bioprene TL 9.6mm tri-clampエレメント			
933.P032.PFT	0.2-0.4MPa		520 LoadSure Bioprene TM 3.2mm tri-clampエレメント			
933.P064.PFT	0.2-0.4MPa		520 LoadSure Bioprene TM 6.4mm tri-clampエレメント			
933.H032.PFT	0.4-0.7MPa		520 LoadSure Bioprene TH 3.2mm tri-clampエレメント			
933.P120.PFT	0-0.4MPa	N/A	620 LoadSure Bioprene TM 12mm tri-clampエレメント			
933.P170.PFT	0-0.4MPa		620 LoadSure Bioprene TM 17mm tri-clampエレメント			
933.0120.PFT	0-0.2MPa		620 LoadSure Bioprene TL 12mm tri-clampエレメント			
933.0170.PFT	0-0.2MPa		620 LoadSure Bioprene TL 17mm tri-clampエレメント			
933.0127.PFT	0-0.2MPa		720 LoadSure Bioprene 12.7mm tri-clampエレメント			
933.0159.PFT	0-0.2MPa		720 LoadSure Bioprene 15.9mm tri-clampエレメント			
933.0190.PFT	0-0.2MPa		720 LoadSure Bioprene 19mm tri-clampエレメント			
933.0254.PFT	0-0.2MPa		720 LoadSure Bioprene 25.4mm tri-clampエレメント			
					2 x 1-1/2"	2 x 1 1/2"

注文情報 — 交換部品

BioPure高純度EPDMフランジなしガスケット			
ガスケット部品コード	ガスケットサイズ	入数	内径 x 外径
42MPE-075-25	3/4"	25	0.620" x 0.852"
40MPE-150-25	1 1/2"	25	1.377" x 1.984"

Q-Clamp		
Q-Clamp部品コード	Q-Clampサイズ	入数
1032-0075-0010	1/2-3/4"	10
1032-0075-0100		100
1032-0150-0010	1-1 1/2"	10
1032-0150-0050		50

Q-Clamp — オプションのアクセサリ	
仕様	部品コード
Q-Clamp不正開封防止カバー、クリア、100個セット	1033-0001-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、青、100個セット	1033-0002-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、グレー、100個セット	1033-0003-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、オレンジ、100個セット	1033-0004-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、黄、100個セット	1033-0005-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、赤、100個セット	1033-0006-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、緑、100個セット	1033-0007-0100
Q-Clamp不正開封防止カバー、紫、100個セット	1033-0008-0100



この文書に含まれる情報は正確であると考えられますが、WMFTG (またはWatson-Marlow Ltd. BioPure Technology LtdおよびFlowSmart Inc) は、誤りがあった場合に一切の責任を負わず、予告なく仕様を変更する権利を有します。この日本語版取扱説明書は日本国内のみに適用します。お客様は、用途に適した製品を使用する責任を有しています。Watson-Marlow, LoadSure, Qdosis, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprenelは、Watson-Marlow Limitedの登録商標です。Tri-ClampはAlfa Laval Corporate ABの登録商標です。GORE およびVSTA-PUREはW.L. Gore and Associatesの登録商標です。Q-Clampはライセンスに基づいて使用されます。

**WATSON
MARLOW**
Tubing

wmftg.com
info@wmftg.com
+44 (0) 1326 370370