

520 LoadSure 키트


특징 및 장점

- 튜브 크기 및 재료 선택에 따라 최대 7bar(100psi) 작동을 위한 LoadSure® 엘레먼트
 - 새니터리(sanitary) Tri-Clamp® 연결에서 사용할 LoadSure 엘레먼트
 - 한 손으로 조작이 가능하고 공구가 필요 없는 새니터리(sanitary) Tri-Clamp 인 Q-clamp
 - Q-Clamp 래치 위치 식별 기능에 따른 정션 검증 지원*
 - 고순도 백금 경화 실리콘 개스킷은 정밀하게 설계되어 클램핑 압축에서도 매끄러운 내경을 통해 오염 없는 유체 경로를 제공합니다
 - 모든 어셈블리의 로트 번호에 따라 제품을 추적할 수 있습니다
- * 고유의 Q-Clamp 웹손 입증(tamper evident) 식별 기술 적용 가능



Watson-Marlow...Innovation in Full Flow

키트 다이어그램



규정 준수




- 모든 접액 구성품은 USP Class VI 원자재로 생산되었음
- LoadSure 키트는 ISO 14644 Class 7 클린룸에서 조립되고 포장되었음
- 요청시 밸리데이션 문서 제공 가능

구성 재질

제품/구성품	재질	
LoadSure 튜브	Pumpsil	백금 경화 실리콘
	PureWeld XL	SEBS
	STA-PURE PCS	ePTFE 및 백금 경화 실리콘 합성물
LoadSure 커넥터	PVDF	
개스킷	백금 경화 실리콘	
Q-Clamp	강화 나일론 66	

계획된 프로세스와의 호환성에 대해 각 개별 키트 구성품을 평가하는 것은 사용자의 책임입니다. 기술 사양은 개별 제품 데이터시트를 참조하십시오.

주문 정보

올바른 엘레먼트 주문을 위한 펌프헤드 식별		
0~2bar(0~30psi)	2~4bar(30~60psi)	4~7bar(60~100psi)
		

키트 설명				키트 내용물 수량		
품목 번호	압력	색상 코드	제품 이름	LoadSure 엘레먼트	Q-Clamp	개스킷
913.A032.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure Pumpsil 3.2mm Tri-Clamp 엘레먼트	1	2	2
913.A064.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure Pumpsil 6.4mm Tri-Clamp 엘레먼트			
913.A096.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure Pumpsil 9.6mm Tri-Clamp 엘레먼트			
941.0064.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 Loadsure PureWeld XL 6.4mm Tri Clamp 엘레먼트			
941.0096.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 Loadsure PureWeld XL 9.6mm Tri Clamp 엘레먼트			
961.0032.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 3.2mm Tri-Clamp 엘레먼트			
961.0064.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 6.4mm Tri-Clamp 엘레먼트			
961.0096.PFT	0~2bar(0~30psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 9.6mm Tri-Clamp 엘레먼트			
961.M032.PFT	2~4bar(30~60psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 3.2mm Tri-Clamp 엘레먼트			
961.M064.PFT	2~4bar(30~60psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 6.4mm Tri-Clamp 엘레먼트			
961.H032.PFT	4~7bar(60~100psi)		520 LoadSure STA-PURE PCS 3.2mm Tri Clamp 엘레먼트			

기타 정보 — 교체 부품

BioPure 고순도 백금 경화 실리콘 비플랜지형 개스킷			
개스킷 부품 코드	개스킷 크기	포장 크기	I.D. x O.D.
5001.0075.025	3/4"	25	0.620" x 0.852"

Q-Clamp		
Q-Clamp 부품 코드	Q-Clamp 크기	포장 크기
1032-0075-0010	1/2" - 3/4"	10
1032-0075-0100		100

Q-Clamp — 선택사양 부속품		
설명	부품 코드	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 투명, 100 PCS/PK	1033-0001-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 파란색, 100 PCS/PK	1033-0002-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 회색, 100 PCS/PK	1033-0003-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 주황색, 100 PCS/PK	1033-0004-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 노란색, 100 PCS/PK	1033-0005-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 빨간색, 100 PCS/PK	1033-0006-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 녹색, 100 PCS/PK	1033-0007-0100	
Q-CLAMP 웨슨 입증 커버, 자주색, 100 PCS/PK	1033-0008-0100	

이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 WMFTG(또는 Watson-Marlow Ltd, BioPure Technology Ltd 및 FlowSmart Inc)는 이 문서에 포함된 오류에 대해 책임지지 않으며 사양을 예고 없이 변경할 수 있습니다. 해당 어플리케이션에서 사용하기 위한 제품 적합성을 확인하는 것은 사용자의 책임입니다. Watson-Marlow, LoadSure, Qdos, ReNu, LaserTraceability, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene는 Watson-Marlow Limited의 등록 상표입니다. Tri-Clamp는 Alfa Laval Corporate AB의 등록 상표입니다. GORE 및 STA-PURE는 W.L. Gore and Associates의 등록 상표입니다. Q-Clamp는 라이선스를 받아 사용됩니다.

**WATSON
MARLOW
Tubing**

wmftg.kr
info@wmftg.kr
032-820-3973